



## RTD™ WOUND DRESSING INSTRUCTIONS FOR USE

### DESCRIPTION:

RTD™ Wound Dressing is made of polyurethane/polyether foam, Methylene Blue (up to 0.25 mg/g), Gentian Violet (up to 0.25 mg/g), and Silver Sodium Zirconium Phosphate (up to 7 mg/g).

### INDICATIONS:

The RTD™ Wound Dressing is indicated for the treatment of partial to full thickness wounds with light to heavy exudate, including pressure ulcers, venous stasis and arterial ulcers, diabetic foot ulcers, skin tears, graft wounds and donor sites, surgical/post-operative wounds, first and second-degree burns, lacerations and abrasions and any other wound inflicted by trauma.

### APPLICATION: Easy as 1-2-3

1. Measure and Cut RTD™ Wound Dressing to size of the wound.

2. Apply RTD™ Wound Dressing directly to wound bed. Direct contact is necessary for best results.

3. Cover with non-occlusive secondary dressing of choice. Leave in place for up to 7 days.

### CONTRAINDICATIONS

RTD™ Wound Dressings are not indicated for third-degree burns.

### PRECAUTIONS

In the event of clinical infection, RTD™ Wound Dressing is not intended to replace systemic therapy or appropriate treatment protocols for infection.

Manufactured for Keneric Healthcare, LLC • 825 Watters Creek, Suite 250 • Allen, TX 75013, USA • +1 855-872-2013

RTDH-IFUP-2024-10-08. Please visit [www.kenerichealthcare.com](http://www.kenerichealthcare.com) for latest revision of this IFU.

### Caution:

Rx only. Federal Laws restricts this device to sale by or on the order of a licensed physician.

### RECOMMENDATIONS

**Wound Preparation:** Clean the wound with appropriate cleaning agent per facility protocol. Standard precautions should be used to prevent spread of infectious agents when dressing wounds.

**Instruction for Undermining:** Cut the RTD™ dressing into strips or cut and roll to appropriate size. Place loosely into undermining area.

**Instruction for Ostomy Dressing:** Trim the outer diameter of the RTD™ dressing to fit just inside the adhesive rim of the pouch. Trim the inner diameter of the RTD™ dressing to fit the stoma.

**Instruction for Use under Negative Pressure Therapy Device:** Cut the RTD™ dressing to size. Place the RTD™ dressing in contact with the wound bed. Place the NPT device foam on top of the RTD™ dressing and seal the device per NPT device protocol.

**Securing RTD™ Wound Dressing In Place:** Use gauze, Kerlix®, Omnifix®, Mefix®, other nonocclusive adhesives or medical grade tape.

**Compression Wrapping:** RTD™ dressing can be used under compression wrap or occlusive adhesive with medical supervision or trained care givers.

**Tips:** RTD™ dressing should be in direct contact with the wound for best results. Fit to edges of the wound.

For moderate to heavy exudate wounds and initial RTD™ dressing applications, the 1/4 inch thickness is recommended. The 1/8 inch thickness is recommended for lighter exudate wounds.

Leave RTD™ dressing on for a maximum of seven days or remove if it becomes saturated. If the dressing becomes saturated before the desired dressing change, a second dressing may be placed on top for continued absorption. If RTD™ dressing is difficult to remove, soak with saline or sterile water. A non-adherent layer is recommended to prevent sticking or ingrowth at the later stages of wound healing.



Consult instructions for use or consult electronic instructions for use



Medical device



Do not re-use



44°C

Upper temperature limit 44°C



Keep dry



Keep away from sunlight



Do not use if package is damaged and consult instructions for use



Do not re-sterilize



Sterilized using irradiation



Contains a medicinal substance



Rx Only Prescription only



MADE IN THE USA Packaged in China

©2016 Keneric Healthcare



## INSTRUCCIONES DE USO PARA EL APÓSITO PARA HERIDAS RTD

### Instrucciones de Uso

#### DESCRIPCIÓN

El apósito RTD para tratamiento de heridas está hecho de una espuma de poliuretano/poliéter antimicrobial absorbente de la humedad con la adición de los siguientes ingrediente activos: violeta de genciana (0.25mg/g), azul de metileno (0.25 mg/g) y Fosfato de Zirconia de Plata (7.0 mg/g).

#### INDICACIONES

El apósito RTD para tratamiento de heridas está indicado para el tratamiento de heridas de espesor parcial o total con exudado de moderado a alto, incluyendo úlceras por presión, úlceras por estasis venosa o arterial, úlceras de pie diabético, heridas de injertos y sitios donadores, heridas quirúrgicas o postoperatorias, quemaduras de primer y segundo grado, laceraciones y abrasiones y cualquier otra herida infringida por trauma.

#### CONTRAINDICACIONES

- El apósito RTD para cuidado de heridas no está indicado para quemaduras de tercer grado.

#### PRECAUCIONES

- En un evento de infección clínica, el apósito RTD para cuidado de heridas no está indicado para reemplazar la terapia sistémica o el protocolo de tratamiento adecuado para la infección.

#### APLICACIÓN DEL APÓSITO

##### 1. Preparación del sitio de la herida

- Limpie la herida de acuerdo al protocolo establecido de cuidado de heridas. Puede usar salina normal o cualquier otro agente de limpieza. Se deben seguir las precauciones estándar para prevenir el esparcimiento de los agentes de infección al colocar el apósito en la herida.
- Limpie cuidadosamente el área perilesional.

##### 2. Aplicación del Apósito.

- Seleccione el tamaño y espesor apropiado del apósito. Para heridas con exudado de moderado a alto y en aplicaciones iniciales del apósito, se recomienda el espesor de 1/4". El espesor de 1/8" se recomienda para heridas con exudado mas ligero.
- Mida y corte el apósito RTD para que se ajuste a la herida.
- Aplique el apósito de espuma a la herida, asegurando un contacto directo de la espuma con el lecho de la herida. La espuma debe ser colocada adyacente a los márgenes de la herida.
- Cubra con un apósito no oclusivo o mantengalo en su lugar con adhesivo.
- Para heridas superficiales, el apósito se puede colocar complete sobre la superficie de la herida y el área perilesional.

##### 3. Cambio y retirada del apósito

- El apósito RTD para cuidado de heridas se puede dejar hasta 7 días, dependiendo de la presentación clínica y el nivel de exudado.
- Humedezca el apósito con agua estéril o solución salina si el apósito se adhiere.
- Se recomienda una capa no adherente para prevenir el crecimiento interno en las etapas finales del sanado de la herida.
- Si el apósito se satura antes del cambio programado del apósito, se recomienda colocar un segundo apósito sobre la superficie del apósito existente para drenar continuamente la humedad fuera del lecho de la herida.

#### INSTRUCCIONES ESPECIALES

##### 1. Instrucciones para socavar

- Corte el apósito RTD™ en tiras o corte y enrolle hasta el tamaño adecuado. Colóquelo sin apretar en el área de la herida.

##### 2. Instrucciones para cubierta de ostomias

- Corte la capa superior del apósito RTD para cuidado de heridas para que se ajuste dentro del margen adhesivo de la bolsa.
- Corte el diámetro interior del apósito para ajustarse a la estoma.

##### 3. Vendaje de compresión

- El apósito RTD para cuidado de heridas puede ser usado bajo vendaje de compresión o envolturas adhesivas oclusivas bajo supervisión médica o supervisión de un profesional de la salud entrenado.

##### 4. Instrucciones para su uso bajo presión negativa

- Corte el apósito RTD para cuidado de heridas a la medida. Coloque el apósito en contacto con el lecho de la herida. Coloque la esponja de la terapia por presión negativa arriba.

**SOLO RX.** Las leyes federales restringen la venta de este dispositivo solo para o por la prescripción de un médico autorizado u otro profesional del cuidado de la salud autorizado conforme a las leyes para ordenar este producto.



Esterilizado mediante irradiación



Siga las instrucciones de uso



Dispositivo médico



No reutilizar



44°C

Límite superior de temperature 44°C/112°F



Mantener seco



Mantener alejado de la luz solar



No utilice el producto si el envoltorio está dañado



No reesterilizar



Contiene una sustancia medicinal



Rx Only



Envasado en China

Manufactured for Keneric Healthcare, LLC • 825 Watters Creek, Suite 250 • Allen, TX 75013, USA • +1 855-872-2013

RTDH-IFUP-2024-10-08. Visite [www.kenerichealthcare.com](http://www.kenerichealthcare.com) para ver la última revisión de estas instrucciones de uso.

©2016 Keneric Healthcare